



Caneta Marcadora MOD. "TECH PEN"

- Para superfícies de metal, cerâmica, plástico, papel, vidro, etc.
- Marcação a base de óleo resistente à lavagem, desgaste, ácidos leves e soluções alcalinas.
- Resistente a autoclavagem a 121°C.
- Marcação de aproximadamente 1mm de largura.
- Tampa indicativa da cor da tinta.
- Disponível nas cores azul e preta.

CÓDIGOS

Preta	F13384-0001
Azul	F13384-0005



Caneta Marcadora MOD. "BEL PEN"

- Caneta marcadora para superfícies secas de plástico e vidro.
- Não sai com água e não borra.
- Resistente a autoclavagem a 121°C.
- Ponta tipo feltro.
- Disponível nas cores azul e preta.

CÓDIGOS

Preta	F13374-0000
Azul	F13374-0002



Caneta Marcadora MOD. "WET PEN"

- Caneta marcadora para escritas sob a água e para marcações em eletroforese (Southern, Northern e Western Blot).
- Para marcações em microbiologia, como em contagem de colônias bacterianas ou de fagos.
- Pode ser utilizada para marcações em etiquetas molhadas (mantidas em banho-maria, estufas, freezer, etc).
- Também pode ser utilizada para marcações em superfícies secas como uma caneta padrão.
- Ponta de metal.
- Disponível na cor azul.

CÓDIGO	F13382-0000
--------	-------------



BEL-ART PRODUCTS



CÓDIGO | H44150-0000

Caneta Marcadora MOD. "GLASCRIBE"

- Caneta para marcações permanentes em superfícies de plástico, vidros ou cerâmicas.
- Com ponta retrátil de tungstênio-carbono.
- Marcação como diamante.
- Resistente a autoclavagem a 121°C.

Suporte para Balão Fundo Redondo

- Suporte para balão fundo redondo.
- Fabricado em fibra de vidro e polipropileno de alta resistência e fácil limpeza.
- Garante a estabilidade do frasco.
- Autoclavável a 121°C.
- Disponível na cor vermelha.

CAPACIDADE	CÓDIGOS
10mL	F38951-2000
25mL	F38951-2002
50mL	F38951-2004
100mL	F38951-2006
250mL	F38951-2010
500mL	F38951-2012



Pistilo Cônico

- Pistilo com ponta cônica para trituração/homogeneização de diversas amostras.
- Fabricado em polipropileno (PP).
- Autoclavável a 121°C.
- Dimensões: 21cm de comprimento x 4,8mm de diâmetro.



CÓDIGO | F19921-0001

Distribuidor: