

BIOPRECISA®



balança de **PRECISÃO**

JY50001

Projetada para pesagens que exijam confiabilidade e durabilidade, mesmo quando utilizada em ambientes e aplicações de trabalhos mais exigentes.

balança de PRECISÃO

JY50001

■ CAPACIDADE ■

5000g

■ LEITURA MÍNIMA ■

1g

■ ESTRUTURA ■

Gabinete em plástico injetado de alta resistência a impacto, com painel selado;
Prato de pesagem em aço inoxidável;
Display digital que permite uma leitura nítida dos resultados.

■ MODOS DE OPERAÇÃO ■

Pesagem em diferentes unidades de medida;
Contagem de peças.

■ UNIDADES DE PESAGENS ■

Permite a pesagem nas unidades de medida: Grama, Onça e Quilate

■ TARA AUTOMÁTICA ■

Tara automática em toda a faixa de pesagem por subtração.

■ COMUNICAÇÃO ■

Saída RS 232C para comunicação com um computador ou impressora.

■ DIMENSÕES ■


20cm x 28cm x 8cm (P x L x A)
Prato de pesagem: 16cm x 17cm (L x P)

■ VOLTAGEM ■

110/220V (60Hz)

■ PESO ■

1,8kg



Distribuidor:

BIOPRECISA®