



bioslide
L Â M I N A S

PRODUZIDAS COM ALTA QUALIDADE,
DENTRO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS.

CE ISO 9001



- As lâminas para microscopia da Bioslide são fabricadas nos mais altos padrões de qualidade.
- Lâminas lisas ou com a ponta fosca, com e sem lapidação.
- Embaladas em caixas com 50 unidades.
- São intercaladas, uma a uma, com folhas de papel com tratamento anti-fungo.
- Seladas à vácuo.
- Possuem espessuras entre 1,0 e 1,2mm.

Código	Produto	Dimensões	Espessura	Embalagem
7102	Lâmina lisa não-lapidação	26x76mm	1,0 - 1,2mm	50 unidades
7101	Lâmina lisa lapidação	26x76mm	1,0 - 1,2mm	50 unidades
7105-1	Lâmina ponta fosca não-lapidação	26x76mm	1,0 - 1,2mm	50 unidades
7105	Lâmina ponta fosca lapidação	26x76mm	1,0 - 1,2mm	50 unidades

E1800108 - Fotos ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.
BIOSLIDE é marca registrada de propriedade da empresa importadora.

DISTRIBUIDOR