

# CENTRIBIO



**Modelo 80-2B**

**Centrífuga clínica para rotina laboratorial, ângulo fixo, capacidade para 12 tubos de 15mL, ou 12 tubos de 5mL (12 x 75mm)**

<b>Fixação na bancada</b>	Pés de borracha aderentes (tipo ventana)
<b>Pintura</b>	Pintura externa em epóxi
<b>Sistema de segurança</b>	Tampa em acrílico reforçado com dispositivo que não permite o seu funcionamento quando a tampa estiver aberta
<b>Dimensões</b>	- Comprimento: 330mm - Largura: 315mm - Altura: 295mm
<b>Peso</b>	14 kg
<b>Voltagem</b>	110V ou 220V (60Hz)
<b>Modelo</b>	80-2B
<b>Velocidade máxima</b>	4.000 rpm
<b>Força máxima (RCF)</b>	1.800 (xG)
<b>Tacômetro</b>	Tacômetro analógico indicador de velocidade
<b>Timer</b>	Regulável até 30 minutos.
<b>Modelo 80-2B 15mL</b>	Rotor de ângulo fixo (45°) e caçapa com capacidade para 12 tubos de 15mL 
<b>Modelo 80-2B 5mL</b>	Rotor de ângulo fixo (45°) e caçapa com capacidade para 12 tubos de 5mL (12 x 75mm)

**H240 Centrífuga Micro - Hematócrito**

**Centrífuga para micro-hematócrito, capacidade para 24 microcapilares e 12.000 rpm.**

Trava manual da tampa	
Janela para visualização	
A estrutura externa é feita em plástico ABS	
Sistema de freio manual. Rápida desaceleração	
Ajuste de tempo regressivo e alarme sonoro	
Acompanha tabela de leitura	
<b>Rotor</b>	Hematócrito 
<b>Capacidade</b>	24 x tubos micro-hematócrito
<b>Velocidade Fixa</b>	12.000 rpm
<b>Força Máxima (RCF)</b>	15.000 (xG)
<b>Raio máximo</b>	9,3 cm
<b>Dimensão Máxima do tubo</b>	1,1 X 75 mm
<b>Voltagem</b>	110V ou 220V (60Hz)
<b>Timer</b>	Regulável até 15 minutos

**Distribuidor:**

E2200108 - Fotos ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações aviso prévio. CENTRIBIO é marca registrada de propriedade da empresa importadora.

**CENTRIBIO**