

# Digitimer

## CONTADORES MANUAIS

E2500108 - Fotos ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
DIGITIMER é marca registrada de propriedade da empresa importadora.



### CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS

Cód. 60103

- Contador manual de células sanguíneas formado por 8 teclas, registros de contagem com 3 dígitos e registro totalizador, ambos com alcance até 999. Os registros individuais indicam os percentuais.
- Pode ser operado com a mão direita ou com a mão esquerda e possui botões nas duas extremidades para zerar a contagem.
- Indicador sonoro quando a contagem no registrador alcançar o valor 100.
- Estrutura externa moldada em plástico ABS resistente, base e mecanismo interno em metal.

### CONTADOR MANUAL DE VOLUMES

Cód. HTC-4D



- Contador manual de volumes formado por uma tecla e sendo ideal para contagem de peças, animais, células, controle de participantes em eventos, tais como: teatros, cinemas, reuniões, pesquisas de tráfego, etc.
- Número de dígitos: 4 algarismos, acumulando até 9.999 unidades e dispositivo de retrocesso, girando o botão lateral.
- Estrutura: caixa metálica para maior resistência e argola para o dedo.

Distribuidor: