




LÁPIS DERMOGRÁFICO

- Lápis dermográfico (marcador de cera) para marcações em plástico, vidro, madeira, porcelana, metal e borracha.
- Disponível nas cores azul, preto e vermelho escuro.

CÓDIGO	COR	APRESENTAÇÃO
■ 2080	Azul	Caixa com 10 peças
■ 2085	Preto	Caixa com 10 peças
■ 2086	Vermelho escuro	Caixa com 10 peças

STIRBAR

BARRAS MAGNÉTICAS



- Barras para agitação magnética, lisas, formato poligonal e revestidas em PTFE.
- Muito utilizadas em laboratórios em geral, principalmente para uso em conjunto com frascos de fundo redondo.

CÓDIGO	DIMENSÕES (Ø X C)	CÓDIGO	DIMENSÕES (Ø X C)
■ YL-B06	3 mm x 6 mm	■ YL-B400	8 mm x 40 mm
■ YL-B150	5 mm x 15 mm	■ YL-B485	9 mm x 50 mm
■ YL-B300	7 mm x 30 mm		



PEGADORES (PESCADOR) DE BARRAS MAGNÉTICAS

- Pegadores revestidos em PTFE.
- Especialmente desenvolvidos para a rápida e fácil remoção de barras magnéticas depositadas ao fundo de recipientes, tais como: copos de Becker, Erlenmeyers, balões volumétricos, etc.

CÓDIGO	DIMENSÕES (Ø X C)
■ PBM-150	10 mm x 150 mm
■ PBM-250	10 mm x 250 mm

E2600108 - Fotos ilustrativas. Produtos sujeitos a alterações aviso prévio. STIRBAR é marca registrada de propriedade da empresa importadora.

Distribuidor: