

# MACROPIPETADOR

0,1 a 100 mL

ISO 9001 | ISO 14001



**OPTILAB** 



- 1 Elemento de aspiração para o rápido manuseio da pipeta [50 mL em menos de 10 segundos]
- 2 Botão para dispensação de líquidos
- 3 Botão de ajuste para aspiração ou dispensação de líquidos
- 4 Válvula com adaptação para aspirar sem esforço
- 5 Filtro de membrana hidrofóbico que protege o pipetador de contaminação
- 6 Cânulo de ajuste especialmente modelado para a segura fixação da pipeta [de 0,1 até 100 mL]

Macropipetador na cor neutra e desenho ergonômico com funcionamento através de sistema de válvulas de compressão que permitem aspiração, ajuste e dispensação de líquidos.

## Volumes

Para uso em pipetas aferidas e graduadas de vidro ou plástico, com volume de 0,1mL a 100mL.

## Válvula

A válvula e o sistema de filtro em linha, combinado com a facilidade do manuseio, fornece ao usuário uma ótima segurança para procedimentos manuais de pipetagem (eliminando riscos de pipetagem com a boca).

## Filtros

Os filtros hidrofóbicos de 0,3 micra são encaixados no corpo do macropipetador e mantém os fluidos fora de contato com as peças do macropipetador, além de proteger contra contaminação.

## Limpeza

Tanto o suporte da pipeta como do conector do filtro são facilmente desmontáveis para manutenção, limpeza e resistentes a esterilização para completa descontaminação (esterilização).

## Autoclavagem

Filtro e conexões são autoclaváveis a 121°C.

**OPTILAB** 

Conheça nossas outras soluções para manuseio de líquidos

Bureta Eletrônica Digital



Dispensadores



Pi-Pump



Pipetador Manual



Distribuidor: